


# PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS.

DEPOIS DA UTILIZAÇÃO,  
ACONDICIONE O MATERIAL CORTANTE  
E PERFURANTE DE FORMA SEGURA.



Pressionar os círculos da tampa  
até escutar vários cliques

Contentor BioSecure



Pressionar os cantos da  
parte amarela da tampa

Contentor BioCompact

## MATERIAL CORTANTE E PERFURANTE (EX: AGULHAS)

Utilize os contentores homologados e encerre-os devidamente.  
Certifique-se de que o contentor está definitivamente fechado  
efetuando uma dupla confirmação e mantenha todos em segurança.

A SEGURANÇA DO PROCESSO DE ELIMINAÇÃO  
DE MATERIAL CORTANTE E PERFURANTE COMEÇA EM SI.

## SEJA UM AGENTE DE SEGURANÇA.