

## Regras de Segurança para Utilização dos Contentores



Não acondicionar resíduos acima do limite de enchimento

### Contentor 1

#### Colocação inicial da tampa



Pressionar os cantos do contentor e de seguida as laterais

#### Abertura do contentor



Puxar a patilha da tampa

#### Encerramento temporário



Pressionar a zona "push" até a patilha ficar na posição de fecho

#### Encerramento definitivo



Pressionar os cantos e as laterais da tampa

#### Transporte de contentor



Pega para transporte

### Contentor 2

#### Colocação inicial da tampa



Pressionar os cantos do contentor e de seguida as laterais

#### Abertura do contentor



Rodar a tampa

#### Encerramento temporário



Rodar a tampa até ouvir "click"

#### Encerramento definitivo



Pressionar os cantos da parte amarela da tampa

#### Transporte de contentor



Pega para transporte

Imagens meramente ilustrativas.

## Princípios Fundamentais

- Adequar a capacidade do contentor à quantidade de resíduos produzidos, propiciando a sua substituição frequente de modo a minimizar a permanência dos resíduos no local de produção.
- Selecionar contentores homologados para resíduos corto-perfurantes (homologação UN, BS7320:1990 e NFX 30-500).
- Colocar o contentor próximo da área de utilização e em local seguro.
- Utilizar o sistema de extração do contentor para desadaptar os corto-perfurantes.
- Utilizar equipamento de proteção individual adequado.
- Realizar a posterior higienização das mãos.
- Não reencapsular agulhas.

